



Ficha técnica REF 68.92.21A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.92.21A	Ti CMS Emerg tornillo cruz 1.4x10mm rojo autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826378677
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	1.4x10mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		