



Ficha técnica REF 68.92.23A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.92.23A	Ti CMS tornillo Easy Grip 1.2x3mm gris autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349202
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	G689000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	1.2x3mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		