






## Ficha técnica REF 68.92.44

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.92.44	hoja atornillador 55mm p Ti CMS torn Easy Grip	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826126957
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	55mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		