






Ficha técnica REF 68.92.49

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.92.49	hoja atornillador 55mm p Ti CMS torn cruz	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826378684
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	55mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		