






## Ficha técnica REF 68.92.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.92.50	pinza en ti p agarre p placas 15.5cm p sist 1.2	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	42500	GTIN	04046826127008
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,024	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		