






## Ficha técnica REF 68.93.41

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.93.41	Ti Micro Multi Grid 2 x 3 agujero low profile	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826552473
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689300
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	2 x 3 Loch	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		