







Ficha técnica REF 68.93.53

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.93.53	Ti Micro Shunt placa 18.5mm Dr Masel Low Prof	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826379940
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689300
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios	453.32.00 (FlexiTrac - Sistema separador abdominal Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		