



Ficha técnica REF 68.94.00A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.94.00A	Ti Mini tornillo cruz 2.0x4.0mm gris autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349448
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	451.09.02 (prospecto maxilo facial) 453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	2.0x4.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		