



Ficha técnica REF 68.94.02A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.94.02A	Ti Mini tornillo cruz 2.0x7.0mm gris autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349486
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior) 451.09.02 (prospecto maxilo facial) 453.06.00_DEU (Hybrid Sistema de Placas alemán Folletto) 453.06.00_ENG (Hybrid Sistema de Placas - Reconstrucción mandibular con un transplante microvascular de peroné ENG Foletto) 453.06.00_ESP (Hybrid Sistema de Placas - Reconstrucción mandibular con un transplante microvascular de peroné ESP Foletto) 453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	2.0x7.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		