



Ficha técnica REF 68.94.02L

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.94.02L	Ti Mini tornillo cruz 2.0x7.0mm gris autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826470708
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	15-766
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004L
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	2.0x7.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		