







## Ficha técnica REF 68.94.09A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.94.09A	Ti Mini Emerg tornillo cruz 2.3x5.5mm rojo autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349622
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior) 451.09.02 (prospecto maxilo facial ) 453.06.00_DEU (Hybrid Sistema de Placas alemán Foletto ) 453.06.00_ENG (Hybrid Sistema de Placas - Reconstrucción mandibular con un transplante microvascular de peroné ENG Foletto) 453.06.00_ESP (Hybrid Sistema de Placas - Reconstrucción mandibular con un transplante microvascular de peroné ESP Foletto) 453.12.00 (Epiplating )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.3x5.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		