



Ficha técnica REF 68.94.12A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.94.12A	Ti Mini Emerg tornillo cruz 2.3x19mm rojo autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826349684
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	451.09.02 (prospecto maxilo facial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.3x19mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		