



Ficha técnica REF 68.94.19C

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.94.19C	Ti Mini tornillo cruz 2.0x9mm verde autoperf p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826409906
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	451.09.02 (prospecto maxilo facial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.0x9mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		