



Ficha técnica REF 68.94.27B

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.94.27B	tornillo p fijac intermaxilar 2.0x12mm verde autoperf p/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826397647
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687790
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	2.0x12mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		