



Ficha técnica REF 68.94.33B

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.94.33B	tornillo p fijac intermaxilar 2.0x14mm gris autorosc p/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826397760
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687790
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.0x14mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		