



Ficha técnica REF 68.94.82A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.94.82A	Ti tornillo cruz bloqueo 2.4x11mm oro autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826350284
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689480
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.4x11mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	Nº de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		