







## Ficha técnica REF 68.95.18

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.95.18	Ti placa reconstr mandib ang 160mm der+izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826127367
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,045	Manual de uso	G689480
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	160mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		