






Ficha técnica REF 68.95.33

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.95.33	pinza p doblar placas 20cm p sist 2.4 Reco Locking	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47637	GTIN	04046826127497
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso neto (kg)	0,260	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		