







## Ficha técnica REF 68.95.34

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.95.34	palanca p doblar placas 15cm p sist 2.4	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44795	GTIN	04046826127503
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-508
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,080	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		