



Ficha técnica REF 68.95.35

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	68.95.35	tornillo de fijación p condilos p/3	
Unidad	paq./3	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826127510
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,009	Manual de uso	G689535
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada



Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))