








Ficha técnica REF 68.95.37

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.95.37	pinza p agarrar placas 21cm p sist 2.4	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47637	GTIN	04046826127534
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,077	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	21cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		