



Ficha técnica REF 68.95.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.95.50	casquillo de perforar doble 15.5cm p sist 2.4 Reco Locking	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35095	GTIN	04046826127664
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-930
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		