






Ficha técnica REF 68.95.68

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| Referencia | 68.95.68 | alicate p cortar placas 26cm p sist 2.4 | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 32885 | GTIN | 04046826127831 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-041 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;03;WJ |
| Peso neto (kg) | 0,550 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 26cm | Revestimiento | Capa de diamante artificial en los extremos de trabajo de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |