






Ficha técnica REF 68.95.87A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.95.87A	placa de premoldeación p 68.95.16/17 + 68.98.16A/17A	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	60909	GTIN	04046826468194
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-645
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255 (Al 99,5%)		