






Ficha técnica REF 68.96.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.96.70	placa de premoldeación p 68.98.70+71	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46479	GTIN	04046826128203
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-645
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255 (Al 99,5%)		