




Ficha técnica REF 68.98.23A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.98.23A	Ti torn Star Grip c bloqueo 2.4x11mm oro autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826351557
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	G689480
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 Selbstschneidend Self-tapping Autoroscante Autofrauseuse Autoflettante			
Medida	2.4x11mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	Nº de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		