



Ficha técnica REF 68.98.90

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.98.90	tornillo de protección cruz p/10 p placa de bloqueo 2.4	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90189084
GMDN	47748	GTIN	04046826405854
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-146
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	
----------------	--

Imagen completa	Imagen detallada
	

Condiciones de almacenamiento	
No se requieren condiciones especiales de conservación	

Material	
	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))