



Ficha técnica REF 68.99.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.99.40	A-RPE capuchón esférica Ø 4mm p/4 p 68.99.42	
Unidad	paq./4	Número de aduana	90189084
GMDN	61837	GTIN	04046826446505
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-964
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689942
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	451.03.41 (prospecto ÁRPE Sist p la expan palatina c anglaje óseo)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 4mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		