





Ficha técnica REF 68.99.41

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.99.41	Á-RPE torn de modelo p/4	
Unidad	paq./4	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826446529
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	451.03.41 (prospecto ÁRPE Sist p la expan palatina c anglaje óseo)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		