



Ficha técnica REF 68.99.42

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.99.42	A-RPE torn de anclaje 2.0 Mini autoperf 12.5mm p/4	
Unidad	paq./4	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826446543
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689942
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	451.03.41 (prospecto ÁRPE Sist p la expan palatina c anglaje óseo)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	12.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		