

Ficha técnica REF 68.99.60

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.99.60	Maxpanderdistractor p maxillar	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	64609	GTIN	04046826466596
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	G686690
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP



Medicon medios

Imagen completa	Imagen detallada

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)