






Ficha técnica REF 68.99.63

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| Referencia | 68.99.63 | tapas clic p/4 Maxpander | |
| Unidad | paq./4 | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 64609 | GTIN | 04046826466565 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 15-964 |
| Clasificación | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,002 | Manual de uso | G686690 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK06 |
|    | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
| | | | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |