





Ficha técnica REF 68.99.65

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.99.65	Maxpander tornillo de modelo	
Unidad	paq./4	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826466589
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		