

Ficha técnica REF 68.99.66

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.99.66	Tornillo de anclaje p 2.0 P/4	
Unidad	paq./4	Número de aduana	90211090
GMDN	64609	GTIN	04046826466886
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,008	Manual de uso	G686690
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06



Medicon medios

Imagen completa	Imagen detallada

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))