



Ficha técnica REF 68.99.69

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.99.69	Maxpander tornillo anclaje 2.0 Mini autoperf 15.5mm P/4	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	64609	GTIN	04046826475628
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G686690
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	15.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		