





## Ficha técnica REF 681.00.34

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	681.00.34	Mixer pinza 90° Ø 5mm acción doble pieza intermedia	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33596	GTIN	04046826306724
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,026	Manual de uso	G6810101
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK04
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	90° Ø 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		