




Ficha técnica REF 681.06.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	681.06.15	vástago tubular Ø 10mm 33cm aislado p reducción a 5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33596	GTIN	04046826424664
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,048	Manual de uso	G6810101
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK04
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	Ø 10mm 33cm 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PPSU (Polyphenylsulfon)		