





Ficha técnica REF 682.01.24

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	682.01.24	Mixer pinza Ø 10mm acción doble s crem	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33596	GTIN	04046826307165
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,228	Manual de uso	G6810101
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK04
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 10mm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil)		
Otro	PPSU (Polyphenylsulfon)		