






## Ficha técnica REF 683.00.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	683.00.02	HM p-aguja crv izq Ø 5mm acción singular pieza intermed	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33596	GTIN	04046826307479
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,026	Manual de uso	G6810101
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK04
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Otro	K40 (WcCo)		