






## Ficha técnica REF 683.05.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	683.05.03	HM p-aguja crv der Ø 5mm acción singular mango axial	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826307516
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-779
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,141	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 5mm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil)		
Otro	K40 (WcCo)		