



Ficha técnica REF 684.04.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	684.04.05	pinza p agarrar cobra Ø 5mm giratoria acción doble c crem	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33596	GTIN	04046826307806
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,107	Manual de uso	G6810101
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK04
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 5mm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil)		
Otro	PPSU (Polyphenylsulfon)		