







## Ficha técnica REF 69.00.16

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	69.00.16	trinquete c conexion	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47635	GTIN	04046826129170
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-689
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso neto (kg)	0,300	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
<b>Condiciones de almacenamiento</b>			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
<b>Material</b>			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4057 (X17CrNi16-2)		