



Ficha técnica REF 69.00.35

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	69.00.35	guía paralela de perforación	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35095	GTIN	04046826129286
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-689
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		