



Ficha técnica REF 69.02.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	69.02.10	caja p implantes Mini Fracture Locking Syst 2.0	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826338725
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	16,400	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Durante el anodizado se crea una capa de metal duro en componentes de aluminio mediante enriquecimiento con titanio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.3547 (AlMg4,5Mn)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	PPSU (Polyphenylsulfon)		