



## Ficha técnica REF 69.02.35

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	69.02.35	caja p implantes Mandibular Reco Lock Syst 2.4	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826338763
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	2,150	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Durante el anodizado se crea una capa de metal duro en componentes de aluminio mediante enriquecimiento con titanio
<b>Condiciones de almacenamiento</b>			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
<b>Material</b>			
	<b>N° de material (Denominación DIN)</b>		
<b>Cuerpo</b>	3.3547 (AlMg4,5Mn)		
<b>Tornillo</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Otro</b>	PPSU (Polyphenylsulfon)		