








## Ficha técnica REF 70.25.16

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	70.25.16	Schmieden (Taylor) tijera 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826493349
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-488
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,036	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	16cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		