






## Ficha técnica REF 70.30.26

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	70.30.26	Jacobson gancho 2mm agu 90° 18.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826492885
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,032	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2mm 90° 18.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		