







## Ficha técnica REF 70.30.41

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	70.30.41	Yasargil garra p tejido 1.0mm 19cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826492878
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-797
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,051	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	1.0mm 19cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		