






Ficha técnica REF 70.35.08

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	70.35.08	Hardy enucleador bay 25cm der	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826492786
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-393
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,016	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	25cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		