







Ficha técnica REF 70.35.18

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	70.35.18	Yasargil pinza boca cuchara Ø 2.2mm 19cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826492762
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 2.2mm 19cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		